MEDICAL SYSTEMS
BANDEQ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАНДЕК – МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БАНДЕК-МС»)

ИНН/КПП 5003076462/775101001, ОКПО 63561857, ОГРН 1105003000222
108811, Г.МОСКВА, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), Д. 4, СТР. 2, БЛ В ЭТ 7 ОФИС 714В
ТЕЛ.: +7 (495)775-65-65, E-MAIL: INFO@BANDEQ.RU; HTTP://WWW.BANDEQ.RU

Исх.№94 от 06.10.2026г.

Всем заинтересованным лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Общество с ограниченной ответственностью «Бандек – Медицинские Системы» (ООО «Бандек-МС») выражает Вам свое почтение и сообщает, что **Установка для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов серии BANDEQ** является моюще-дезинфицирующей машиной (МДМ) и предназначена для проведения дезинфекции высокого уровня (ДВУ) гибких эндоскопов с возможностью подключения моделей гибких эндоскопов Olympus, Fujinon, Pentax, KarlStorz и их эквивалентов при использовании различных дезинфицирующих средств как зарубежного, так и российского производства, предназначенных для использования в автоматизированных моечно-дезинфицирующих машинах.

Моюще-дезинфицирующая машина серии Bandeq (далее Установка серии Bandeq) – является универсальным инструментом, с легко настраиваемыми режимами под выбранное дезинфицирующее средство.

Также сообщаем, что на Установках серии Bandeq прошли испытания и имеют соответствующие протоколы на эффективность при проведении ДВУ в учреждениях:

В испытательной лаборатории медицинских изделий ФГБУ «ФХМ» ФМБА России такие дезинфицирующие средства, как:

1. **«Мироксид 2000+»** (надуксусная кислота), фирма изготовитель ООО «Мир дезинфекции», Россия.
2. **«Миродез орто»** 0,6% (ортофталевый альдегид), фирма изготовитель ООО «Полисепт», Россия.
3. **«Альфадез окси»** (надуксусная кислота), фирма изготовитель ООО «Полисепт», Россия.
4. **«Мироксид-2000»** (надуксусная кислота), фирма изготовитель ООО «Мир дезинфекции», Россия.
5. **«ХОРТ стерил»** (глутаровый альдегид), фирма изготовитель ООО «Полисепт», Россия.
6. **«ХОРТ стерил концентрат»** (глутаровый альдегид), фирма изготовитель ООО «Полисепт», Россия.

В лабораторном испытательном центре ГУП «Московский Городской Центр Дезинфекции» такие дезинфицирующие средства, как:

1. **«Секусепт Актив»** (надуксусная кислота), производства ЗАО «Эколаб» (Ecolab Deutschland GmbH), Германия.
2. **«Секусепт изи»** (надуксусная кислота), производства ЗАО «Эколаб» (Ecolab Deutschland GmbH), Германия.
3. **«Дескотон 2% ГДА»,** производства «Д-р Шумахер ГмбХ», Германия, реализует на территории РФ ООО «Дезнэт».
4. **«ПЕРФЕКТАН актив (PERFEKTAN aktiv)»,** производства «Д-р Шумахер ГмбХ», Германия реализует на территории РФ ООО «Дезнэт».
5. **«Стабимед Ультра»,** производства ООО «Б. Браун Медикал», Россия.
6. **«ЭНДОСТЕРИЛ»,** производства ООО «НПО СпецСинтез» (с сентября 2023 года название заменено в целях ребрендинга на **«ТриосептСтерил»** без внесения изменений в рецептуру, место и технологию выпуска, а также назначение и способ применения дезсредства).
7. **«СТЕРОКС»** (глутаровый альдегид), производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия.
8. **«СТЕРОКС окси»** (надуксусная кислота), производства ООО «ИНТЕРСЭН-плюс», Россия.
9. **«Галь»** (глутаровый альдегид), производства АО НПО «Новодез», Россия.
10. **«Дуэт-НД»** (надуксусная кислота), производства АО НПО «Новодез», Россия.
11. **«Профидез – ОФА»** (ортофталевый альдегид), производства АО НПО «Новодез», Россия.
12. **«Новодез – Актив»** (надуксусная кислота), производства АО НПО «Новодез», Россия.
13. **«Пероксидез Лайт»** (перекись водорода, надуксусная кислота), производства ООО «Дезнэт», Россия.
14. **«Пероксидез НУК»,** двухкомпонентная система (перекись водорода, надуксусная кислота), производства ООО «Дезнэт», Россия.

MEDICAL SYSTEMS
BANDEQ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«БАНДЕК – МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ» (ООО «БАНДЕК-МС»)

ИНН/КПП 5003076462/775101001, ОКПО 63561857, ОГРН 1105003000222
108811, Г.МОСКВА, КМ 22-Й (КИЕВСКОЕ Ш.), Д. 4, СТР. 2, БЛ В ЭТ 7 ОФИС 714В
ТЕЛ.: +7 (495)775-65-65, E-MAIL: INFO@BANDEQ.RU; HTTP://WWW.BANDEQ.RU

Так же, нижеперечисленные дезинфицирующие средства производства **«Лабораторий АНИОС» (Франция)** рекомендованы производителем для использования в Установках серии Bandeq:

1. **«Аниосепт Актив»** (надуксусная кислота).
2. **«Стераниос 2%»** (глутаровый альдегид).
3. **«Стераниос 20% концентрированный»** (глутаровый альдегид).
4. **«Аниоксид 1000»** (надуксусная кислота).
5. **«ОПАСТЕР АНИОС»** (ортофталевый альдегид).

В качестве детергента **«Аниозим Синержи 5»** (моющее средство на основе ферментов).

Сообщаем, что Установках для мойки гибких эндоскопов серии Bandeq при соблюдении инструкции по применению может использоваться препарат **«Сайдекс ОПА»** (ортофталевый альдегид), производства компании «Джонсон и Джонсон».

РЕКОМЕНДАЦИИ! При многократном применении (в пределах срока годности) рабочих растворов средств для стерилизации и ДВУ должен контролироваться уровень содержания действующего вещества в рабочем растворе экспресс индикаторами (тест-полосками) не реже одного раза в смену. При снижении уровня содержания в рабочем растворе ниже нормативного значения или появления первых визуальных признаков загрязнения, раствор требует замены (СанПиН 3.3686-21 и МУ 3.1.3420-17).

В целях предупреждения резистентных к дезинфицирующим средствам штаммов микроорганизмов следует проводить мониторинг устойчивости эпидемиологически значимых штаммов. По результатам ответственные лица принимают решения о необходимости ротации дезинфицирующих средств (последовательная замена дезинфицирующего агента из одной группы на действующее вещество (ДВ) из другой химической группы).

Обращаем внимание, что рабочий раствор дезинфицирующего средства в МДМ подвержен постепенному разбавлению за счет попадания в него воды с предыдущих этапов обработки. За полный цикл обработки эндоскопа в Установках серии Bandeq, в моделях CYW-100N допускается подмес дезинфицирующего средства до 30 мл воды, в моделях CYW-501 – до 50 мл. воды, что приводит к уменьшению концентрации действующего вещества в растворе; однако, данный объем не является фиксированным, и зависит от типа эндоскопа, метода его укладки, а также количества эндоскопов, обрабатываемых в Установке одновременно. Во избежание разбавления средства при многократном его использовании, в него следует погружать только изделия, на поверхности и в каналах которых отсутствуют остатки жидкости.

Напоминаем, что на основании п. 3688 СанПиН 3.3686-21, в МДМ допускается использовать валидированные и указанные в эксплуатационной документации на МДМ химические средства очистки и дезинфекции.

По вопросам, касающихся работы Установок серии Bandeq просим обращаться в сервисную службу ООО «Бандек-МС» по телефону +7 (495) 775-65-65.

Генеральный директор **О.Н. Шахнюк**